



КОНТАКТЫ КЛИНИКИ:

+7 (812) 317-00-09

г. Санкт-Петербург

Лиговский пр., 52К

www.happy-klinika.ru

**счастливый
взгляд**
Клиника микрохирургии глаза



КАК НАДЕВАТЬ И СНИМАТЬ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ

Памятка по надеванию, снятию
и транспортировке ортолинз

Узнайте больше
об ортокератологии
на нашем сайте



НАДЕВАЕМ ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНЗЫ (ОКЛ)

1. Ополосните линзу перед надеванием.
Положите ОКЛ на ладонь и нанесите на нее небольшое количество физиологического раствора. Аккуратно очистите поверхность линзы подушечкой указательного пальца.
2. Подготовьте линзу к надеванию.
Поместите линзу на кончик пальца. Наполните ее физиологическим раствором до краев — это поможет избежать попадания воздуха между линзой и поверхностью глаза.
3. Наденьте линзу.

СНИМАЕМ ОКЛ

1. Закапайте увлажняющие капли.
Перед снятием обязательно используйте увлажняющие капли. Убедитесь, что линза подвижна: осторожно проверьте ее движение краем нижнего века.
2. Снимите линзу с помощью присоски.
3. Очистите линзу.
Положите ОКЛ на ладонь и промойте ее многофункциональным раствором.
4. Проведите пероксидную очистку.
Заполните специальный контейнер пероксидной системой, поместите линзы в соответствующие ячейки и плотно закройте контейнер. Оставьте линзы в растворе минимум на 7 часов.

КАК ПРАВИЛЬНО ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ОКЛ

Для транспортировки ОКЛ используйте плоский контейнер, многофункциональный или физиологический раствор.

1. Налейте многофункциональный раствор в плоский контейнер.
2. Поместите в него линзы и плотно закройте контейнер.



**ВАЖНО! НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЕРОКСИДНУЮ
СИСТЕМУ!**

ЦВЕТ ВАШИХ ЛИНЗ

Левый глаз

- Синий
- Зеленый
- Серый
- Фиолетовый

Правый глаз

- Синий
- Зеленый
- Серый
- Фиолетовый